



## HEMOCRAFT<sup>MD</sup> CREATE 390 04400320

La farine de tapioca fonctionnelle HEMOCRAFT<sup>MD</sup> Create 390 est un agent de texturation et hydrophile qui répond aux critères d'étiquetage « Clean Label ». Elle est idéale pour la fabrication de produits de collation et de produits sans gluten. Ce produit est offert dans le cadre du programme d'identité préservée TRUETRACE<sup>MD</sup> d'Ingredion Incorporated de produits non génétiquement modifiés.

### Propriétés chimiques et physiques

	Min.	Max.
Humidité, %	-	13,0
pH (20 %, p/p, en suspension)	4,8	6,5

### Aspect physique

	Typiques
Couleur	Blanc à blanc cassé
Forme	Poudre fine

### Épreuve de tamisage

	Typiques
% sur tamis de 40 mesh U.S.S.	> 90

### Normes microbiologiques

	Max.
Dénombrement sur plaque/g	25 000
Levure/g	200
Moisissure/g	200
<i>E. coli</i>	Négatif
<i>Salmonella</i>	Négatif
Conforme aux normes de la NFPA concernant les bactéries thermophiles.	

### Données nutritionnelles/100 g Typiques

Calories	359
Calories provenant des lipides	0
Lipides (total), g	< 0,1*
Cholestérol, mg	0
Sodium, mg	34
Glucides (total), g	89,7
Fibres alimentaires, g	0
Sucres (total), g	0
Sucres ajoutés, g	0
Autres glucides, g	89,7
Protéines, g	< 0,1*
Vitamine D, mcg	0
Calcium, mg	41
Fer, mg	0,2
Potassium, mg	< 20*
Cendres, g	< 0,1*

\*Quantité négligeable à la limite de dosage.

### Certification

Kasher pareve  
Halal

### Emballage et entreposage

La farine de tapioca fonctionnelle HEMOCRAFT<sup>MD</sup> Create 390 est emballée dans des sacs de papier kraft multicouche d'un poids net de 55 lb. La farine de tapioca fonctionnelle HEMOCRAFT<sup>MD</sup> Create 390 doit être entreposée dans un endroit propre et sec, à la température ambiante et à l'abri des matières fortement aromatiques.

### Durée de conservation

La farine de tapioca fonctionnelle HEMOCRAFT<sup>MD</sup> Create 390 doit être consommée au plus tard 24 mois suivant sa date de fabrication.

### Données réglementaires

Source Tapioca

### États-Unis

Règlement de la FDA 21 CFR 182.1  
Étiquetage Farine de tapioca

### Canada

Règlement CFDA Aliment non normalisé  
Étiquetage Farine de tapioca

### Caractéristiques et avantages

La farine de tapioca fonctionnelle HEMOCRAFT<sup>MD</sup> Create 390 procure une faible viscosité à chaud, pendant la transformation des aliments, puis forme un gel mou en refroidissant. La farine de tapioca fonctionnelle HEMOCRAFT<sup>MD</sup> Create 390 est un bon agent hydrophile; d'un goût fade, elle procure des textures tendres. Ce produit est offert dans le cadre du programme d'identité préservée TRUETRACE<sup>MD</sup> d'Ingredion Incorporated de produits non génétiquement modifiés.

Date d'entrée en vigueur : le 3 mai 2020

Date de la prochaine révision : le 3 mai 2023

Les informations présentées ci-dessus vous sont offertes uniquement à des fins d'examen, de recherche et de vérification indépendante. C'est à vous de décider si vous utiliserez ou non ces informations, et de quelle façon. Ingredion Incorporated et le groupe de sociétés Ingredion n'offrent aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des renseignements présentés ci-dessus ou quant à la pertinence de leurs produits pour l'utilisation précise que vous prévoyez en faire. De plus, Ingredion Incorporated et le groupe de sociétés Ingredion déclinent toute garantie explicite ou implicite d'absence de contrefaçon, de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Ingredion Incorporated et le groupe de sociétés Ingredion déclinent toute responsabilité relativement aux préjudices ou aux dommages découlant de ce qui précède. La marque et le logo INGREDION sont des marques de commerce du groupe de sociétés Ingredion. Tous droits réservés. Tout le contenu est protégé par le droit d'auteur © 2020.

5 Westbrook Corporate Ctr., 1600 – 90 Burnhamthorpe Road West,  
Westchester, Illinois 60154 Mississauga, Ontario L5B 0H9  
U.S.A. Canada  
708 551-2600 905 281-7950

[www.ingredion.ca](http://www.ingredion.ca)